

ORTHO **[PURE]** XT


Biológico, consistente,
seguro, fuerte



OrthoPure® XT para reconstrucción de los ligamentos de rodilla.

OrthoPure® XT está hecho de tejido de tendón porcino que ha sido descelularizado utilizando la tecnología dCELL® para hacer el implante biocompatible y proporcionar un andamio de tejido biomecánicamente apropiado para la repoblación celular y regeneración final. Esta tecnología limpia suavemente el tejido a la vez que preserva la arquitectura natural del colágeno, ofreciendo una alternativa segura, fiable, fácil de usar y rentable a los autoinjertos, aloinjertos y tejidos sintéticos.

- ✓ No requiere la extracción de tejido del propio paciente.
- ✓ Biológico y regenerativo.
- ✓ Tejido de calidad constante sin limitaciones de suministro.
- ✓ Almacenado a temperatura ambiente y listo para usarse
- ✓ Múltiples tamaños para facilitar la reconstrucción de los diferentes ligamentos de rodilla.
- ✓ No se modifica la técnica quirúrgica, la instrumentación, la fijación, ni los protocolos de rehabilitación de tejidos blandos preferidos por el equipo quirúrgico.





OrthoPure XT información de pedidos

Producto #	Configuración	Largo mínimo doblado	Diámetro doblado
2405XTS Size 5	Un tendón en un empaque	120 mm	5-6 mm
2406XTS Size 6	Un tendón en un empaque	120 mm	6-7 mm
2408XTD Size 8	Dos tendones en un empaque	120 mm	8-9 mm (Cuando los tendones se miden juntos)
2410XTT Size 10	Tres empaques con un tendón cada uno.	120 mm	9.5-11 mm (Cuando los tendones se miden juntos)



**Para más información contacte a su
distribuidor Tissue Regenix:**

TRX Orthopaedics Ltd.
Unit Three, Phoenix Court,
Lotherton Way,
Garforth,
LS25 2GY

E. customerservices@tissueregenix.com
W. www.tissueregenix.com

TRX ORTHOPAEDICS LTD. ES UNA FILIAL PROPIEDAD 100% DE TISSUE REGENIX GROUP UK.
ORTHOPURE® Y dCELL® SON MARCAS REGISTRADAS DE TISSUE REGENIX LTD.

Un cirujano siempre debe basarse en su propio criterio clínico profesional al decidir usar un producto específico al tratar a un paciente. TRX Orthopaedics no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos se capaciten en el uso de cualquier producto antes de usarlo en una cirugía.

REF. PM0024 V01